

	TOMA DE MUESTRAS	Código	INS VM 02-017-03
		Edición	2
		Página	1 de 1
		Fecha Inicio Vigencia	15-07-2014
		Fecha Término Vigencia	Julio 2017
INSTRUCTIVO INDICACIONES PARA MUESTRAS DE ORINA EN NIÑOS QUE NO CONTROLAN ESFINTER			

INDICACIONES PARA MUESTRAS DE ORINA EN NIÑOS QUE NO CONTROLAN ESFINTER

El correcto análisis de los resultados de este examen dependen directamente del aseo y recolección de la muestra.

- Previo al examen, se debe realizar aseo genital, procurando retirar la totalidad de restos de cremas o deposición.
- Se usará un máximo de 3 recolectores durante la realización del examen. Si el paciente no orina, el examen quedará pendiente para una próxima oportunidad.
- Si el paciente no ha orinado, los recolectores serán cambiado cada 30 minutos.
- El primer recolector usado se encuentra incluido en el cobro del examen, en caso que paciente no orine durante los primeros 30 minutos, el segundo y tercer recolector usados deben ser pagados en caja.

Aprobado por: Director Técnico TM Hector Jofre R.

